


## Destillationsthermometer



### Destillationsthermometer

Präzisionsthermometer mit Kern NS 14/23, oberes Ende rund verschmolzen, Milchglasskala mit schwarzer Skala,

Messbereich (°C)	Skala (°C)	Einbaulänge (mm)/Füllung	VPE (Stück)	Art.-Nr.
0-150	0,5	55 / Petroleum	1	5 0650 01
0-150	0,5	70 / Petroleum	1	5 0650 02
0-150	0,5	85 / Petroleum	1	5 0650 03
0-250	1	55 / Isoamylbenzoat	1	5 0650 04
0-250	1	70 / Isoamylbenzoat	1	5 0650 05
0-250	1	85 / Isoamylbenzoat	1	5 0650 06

