

Destillieraufsätze nach Claisen



Destillieraufsätze nach Claisen

Nach DIN 12594 und in Ergänzung zur Norm, mit zwei parallelen Hülzen NS 14/23 und zwei NS-Kernen (Ablaufwinkel: 75°), für Destillationsthermometer mit einer Einbaulänge von 55 mm, hergestellt aus DURAN®-Rohr

Kern senkr.(NS)	Kern schräg (NS)	Nach DIN	VPE (Stück)	Art.-Nr.
14/23	14/23	DIN 12594	1	5 0300 11
19/26	19/26	DIN 12594	1	5 0300 22
24/29	19/26	-	1	5 0300 32
24/29	24/29	-	1	5 0300 33
29/32	14/23	-	1	5 0300 41
29/32	29/32	DIN 12594	1	5 0300 44