

## Destillieraufsätze



### Destillieraufsätze

Nach DIN 12594 und in Ergänzung zur Norm, mit einer Hülse NS 14/23 und zwei NS-Kernen (Ablaufwinkel: 75°), für Destillationsthermometer mit einer Einbaulänge von 55 mm, hergestellt aus DURAN®-Rohr

Kernsenkr.(NS)	Kernschräg (NS)	Nach DIN	VPE(Stück)	Art.-Nr.
14/23	14/23	DIN 12594	1	5 0280 11
19/26	19/26	DIN 12594	1	5 0280 22
24/29	19/26	-	1	5 0280 32
24/29	24/29	-	1	5 0280 33
29/32	29/32	DIN 12594	1	5 0280 44