


Destillierbrücken mit Liebig-Kühler, Vakuumvorstoß und GL-Anschluss



Destillierbrücken mit Liebig-Kühler, Vakuumvorstoß und GL-Anschluss

Destillierbrücken mit Liebig-Kühler, Ablaufrohr mit NS-Kern, Gewindeanschlüsse: GL 14 (Kühlwasser), GL 18 (Vakuum), mit Schliffhülse NS 14/23 für Destillationsthermometer mit Einbaulänge 55 mm, hergestellt aus DURAN®-Rohr

| Kerne (NS) | Länge (mm) | Kühlfläche (cm ²) | VPE (Stück) | Art.-Nr. |
|------------|------------|-------------------------------|-------------|-----------|
| 14/23 | 160 | 60 | 1 | 5 0532 11 |
| 14/23 | 250 | 100 | 1 | 5 0533 11 |
| 29/32 | 250 | 130 | 1 | 5 0533 14 |
| 29/32 | 400 | 210 | 1 | 5 0534 14 |