

Destilliervorlagen nach Anschütz-Thiele, gerade, Glas



Destilliervorlagen nach Anschütz-Thiele, gerade

Zwischenvorlagen mit geradem Vorstoß, graduiert, mit NS-Hülse und NS-Kern, Absaugstutzen mit Gewinde GL18, NS-Hahn mit massivem Glas-Küken, hergestellt aus DURAN®-Rohr

Kolbeninhalt (ml)	Hülse & Kern (NS)	Hahn	VPE (Stück)	Art.-Nr.
25	14/23	Glas	1	5 2950 01
50	29/32	Glas	1	5 2950 04
100	29/32	Glas	1	5 2950 14