


Destilliervorlagen nach Anschütz-Thiele, gerade, mit Temperiermantel, PTFE



Destilliervorlagen nach Anschütz-Thiele, gerade, mit Temperiermantel

Zwischenvorlagen mit geradem Vorstoß, mit Temperiermantel, graduiert, mit Hülse und Kern NS 29/32, Absaugstutzen mit Gewinde GL18, NS-Hahn mit massivem PTFE-Küken, hergestellt aus DURAN®-Rohr

Kolbeninhalt (ml)	Hülse & Kern (NS)	Hahn	VPE (Stück)	Art.-Nr.
50	29/32	PTFE	1	5 3051 04
100	29/32	PTFE	1	5 3051 14