


Dimroth-Kühler, für Extraktoren, mit Oliven



Dimroth-Kühler,
für Extraktoren, mit Oliven

Dimroth-Kühler für Extraktionsapparate, zur Kondensation von Dämpfen, mit NS-Kern, Wasseranschluss: Oliven, hergestellt aus DURAN®-Rohr

Kern (NS)	Extraktor (ml)	Kühlfläche (cm ²)	VPE (Stück)	Art.-Nr.
29/32	30	140	1	5 2460 04
34/35	70	160	1	5 2460 05
45/40	100-250	370	1	5 2460 06
60/46	300-500	680	1	5 2460 07
71/51	1000	930	1	5 2460 08