


Dimroth-Kühler, mit GL-Anschlüssen



Dimroth-Kühler, mit GL-Anschlüssen

Dimroth-Kühler nach DIN 12591 und in Ergänzung zur DIN-Norm, zur Kondensation von Dämpfen, mit NS-Kern und NS-Hülse, Wasseranschluss: Gewinde GL 14 (mit zwei Kunststoff- Oliven), hergestellt aus DURAN®-Rohr

Hülse und Kern (NS)	Mantellänge (mm)	Kühlfläche (cm ²)	DIN	VPE(Stück)	Art.-Nr.
14/23	160	140	-	1	5 2402 11
19/26	160	140	-	1	5 2402 12
14/23	250	240	-	1	5 2403 11
19/26	250	440	-	1	5 2403 12
24/29	250	440	-	1	5 2403 13
29/32	250	440	12591	1	5 2403 14
45/40	250	810	-	1	5 2403 16
29/32	400	740	12591	1	5 2404 14
45/40	400	1380	-	1	5 2404 16