

Dimroth-Kühler, mit Oliven



Dimroth-Kühler, mit Oliven

Dimroth-Kühler nach DIN 12591 und in Ergänzung zur DIN-Norm, zur Kondensation von Dämpfen, mit NS-Kern und NS-Hülse, Wasseranschluss: Oliven, hergestellt aus DURAN®-Rohr

Hülse und Kern (NS)	Mantellänge (mm)	Kühlfläche (cm ²)	DIN	VPE(Stück)	Art.-Nr.
14/23	160	140	-	1	5 2402 01
19/26	160	140	-	1	5 2402 02
14/23	250	240	-	1	5 2403 01
19/26	250	440	-	1	5 2403 02
24/29	250	440	-	1	5 2403 03
29/32	250	440	12591	1	5 2403 04
45/40	250	810	-	1	5 2403 06
29/32	400	740	12591	1	5 2404 04
45/40	400	1380	-	1	5 2404 06