

## Einhals-Spitzkolben mit Normschliff



Einhals-Spitzkolben mit Normschliff

Nach DIN 12383 und in Ergänzung zur DIN-Norm, mit Beschriftungsfeld, Material: DURAN®

Inhalt (ml)	Hülse (NS)	Kolben Außen-Ø (mm)	Nach DIN	VPE(Stück)	Art.-Nr.
5	14/23	27	-	10	3 0314 10
10	14/23	33	-	10	3 0314 13
25	14/23	42	-	10	3 0314 22
50	14/23	51	-	10	3 0314 28
100	14/23	64	-	10	3 0314 37
250	14/23	85	-	10	3 0314 49
25	19/26	42	-	10	3 0319 22
50	19/26	51	DIN 12383	10	3 0319 28
100	19/26	64	DIN 12383	10	3 0319 37
250	19/26	85	DIN 12383	10	3 0319 49
50	29/32	51	-	10	3 0329 28
100	29/32	64	-	10	3 0329 37
250	29/32	85	-	10	3 0329 49