


Einweg-Kegelhähne mit PTFE-Küken



Einweg-Kegelhähne mit PTFE-Küken

Nach DIN 12541-1 und in Ergänzung zur DIN-Norm, mit PTFE-Küken und Gewindehahnsicherung, eine gerade Bohrung, Material: Borosilikatglas 3.3, die Dichtheit entspricht den Anforderungen nach DIN 12540-1

Hahn(NS)	Bohrung(mm)	Nach DIN	VPE(Stück)	Art.-Nr.
12,5	1,5	DIN 12541-1	10	2 1612 01
12,5	2,5	-	10	2 1612 02
14,5	2,5	DIN 12541-1	10	2 1614 02
14,5	4,0	-	10	2 1614 04
18,8	4,0	DIN 12541-1	1	2 1618 04
18,8	6,0	-	1	2 1618 06
21,5	6,0	DIN 12541-1	1	2 1621 06
24	8,0	-	1	2 1624 08
29,2	10,0	DIN 12541-1	1	2 1629 10
14,5*	2,5 cap	DIN 12541-1	10	2 2414 02

* mit kapillaren Ansatzrohren