


Extraktionsapparate für Feststoffe



Extraktionsapparate für Feststoffe

Zur Extraktion aus festen Stoffen (warm)

Die kompletten Apparate bestehen aus: Extraktionsaufsatz mit Extraktionshülse für Feststoffe, hergestellt aus DURAN®-Rohr, Dimroth-Kühler mit Gewinde GL 14, hergestellt aus DURAN®-Rohr, Rundkolben Material: DURAN®

Extraktor (ml)	Kühler (NS)	Kolben (ml)	VPE (Stück)	Art.-Nr.
70	45/40	250	1	5 4310 31
100	45/40	250	1	5 4310 37
250	60/46	500	1	5 4310 49