

## Extraktionsapparate für spezifisch schwere Extraktionsmittel



Extraktionsapparate für spezifisch schwere Extraktionsmittel

Zur Extraktion aus Flüssigkeiten mit spezifisch schweren Extraktionsmitteln.

Die kompletten Apparate bestehen aus:  
Extraktionsaufsatz mit Einsatzfilter (Fritte, Porosität: 0), mit PTFE-Ventilhahn, hergestellt aus DURAN®-Rohr, Dimroth-Kühler mit Gewinde GL 14, hergestellt aus DURAN®-Rohr, Rundkolben Material: DURAN®

Extraktor (ml)	Kühler (NS)	Kolben (ml)	VPE (Stück)	Art.-Nr.
100	45/40	250	1	5 4330 37
250	45/40	500	1	5 4330 49
500	60/46	1000	1	5 4330 58