

Extraktionsapparate nach Soxhlet, 2000 ml, mit Flansch



Extraktionsapparate nach Soxhlet, 2000 ml, mit Flansch

Der komplette Apparat besteht aus:
Extraktionsaufsatz
mit Flansch LF 100, Inhalt: 2.000 ml,
hergestellt aus DURAN®-Rohr,
Planschliffdeckel LF 100,
Mittelhals NS 45/40,
Spannverschluss LF 100,
Dimroth-Kühler,
mit Kern NS 45/40,
mit Gewindeanschlüssen GL 14,
hergestellt aus DURAN®-Rohr,
Rundkolben
Inhalt: 2.000 ml, NS 29/32,
Material: DURAN®,
VPE: 1 Stück,
Art.-Nr.: 5 3670 73

.

