

Extraktionsaufsätze nach Soxhlet, mit NS-Glashahn



Extraktionsaufsätze nach Soxhlet, mit NS-Glashahn

Extraktionsaufsätze nach DIN 12602 und in Ergänzung zur DIN-Norm, mit NS-Glashahn, hergestellt aus DURAN®-Rohr

Extraktor (ml)	Hülse (NS)	NS-Hahn	Nach DIN	VPE (Stück)	Art.-Nr.
70	34/35	Glas	-	1	5 4001 31
100	45/40	Glas	DIN 12602	1	5 4001 37
150	45/40	Glas	-	1	5 4001 43
250	45/40	Glas	DIN 12602	1	5 4001 49
500	60/46	Glas	DIN 12602	1	5 4001 58