

Gaseinleitungsrohre, gerade



Gaseinleitungsrohre, gerade

Gerade Siedekapillaren Nach DIN 12404 und in Ergänzung zur Norm, Einbaulänge: 200 mm, mit Kernschliff und dünnem Ansatzrohr (zum Abziehen am Brenner), hergestellt aus DURAN®-Rohr

Kern (NS)	Nach DIN	VPE (Stück)	Art.-Nr.
14/23	12404	1	5 0800 01
19/26	12404	1	5 0800 02
24/29	â??	1	5 0800 03
29/32	â??	1	5 0800 04