

Gaswaschflaschen nach Drechsel ohne Filterplatte



Gaswaschflaschen nach Drechsel ohne Filterplatte

Nach DIN 12596, komplett mit Aufsatz, Schliffverbindung:
NS 29/32,

Material:

DURAN®-Rohr (Aufsatz),

Borosilikatglas 3.3 (Flasche),

Kalk-Soda-Glas (1-l-Flasche)

Inhalt (ml)	Anschlüsse	VPE (Stück)	Art.-Nr.
100	Oliven	1	5 5005 37
250	Oliven	1	5 5005 49
500	Oliven	1	5 5005 58
1000	Oliven	1	5 5005 70
100	Gewinde GL 14	1	5 5005 11
250	Gewinde GL 14	1	5 5005 12
500	Gewinde GL 14	1	5 5005 13
1000	Gewinde GL 14	1	5 5005 14