

Gaswaschflaschen nach Drechsel, mit Schraubverbindungsanschlüssen



Gaswaschflaschen nach Drechsel, mit Schraubverbindungsanschlüssen

Komplett mit Aufsatz, Einsatzhöhe verstellbar,
Inhalt: 500 ml, zentrale Schraubkappe: GL 45,
seitliche Schraubkappen: GL 14,
Flasche: DURAN®,
Aufsatz hergestellt aus DURAN®-Rohr

Ohne Filterplatte

Art.-Nr.: 5 5300 58 (VPE: 1 Stück)

Mit Filterplatte (Porosität: 1)

Art.-Nr.: 5 5301 58 (VPE: 1 Stück)

