


Gaswaschflaschenaufsätze ohne Filterplatte



Gaswaschflaschenaufsätze, ohne Filterplatte

Nach DIN 12596, mit Kern NS 29/32,
passend für Flaschen nach DIN 12463,
hergestellt aus DURAN®-Rohr

Mit Schlaucholiven (Außen-Ø: 11 mm)

Art.-Nr.: 5 5006 00 (VPE: 1 Stück)

Mit Gewindeanschlüssen (GL 14)

Art.-Nr.: 5 5006 10 (VPE: 1 Stück)

