

Gewinderohre zum Ansetzen



Gewinderohre zum Ansetzen

Nach DIN 12216 und in Ergänzung zur Norm,
mit DIN-Gewinde (GL), hergestellt aus DURAN®-Rohr

Gewinde (GL)	Ø (mm)	Wandung (mm)	Gesamtlänge ca.(mm)	Nach DIN	VPE (Stück)	Art.-Nr.
14	12	1,5	120	DIN 12216	10	1 3000 14
18	16	1,8	100	DIN 12216	10	1 3000 18
25	22	1,8	100	DIN 12216	10	1 3000 25
32	28	2,0	140	DIN 12216	10	1 3000 32
45	40	2,3	180	-	10	1 3000 45