

Gewinderohre mit NS-Kern



Gewinderohre mit NS-Kern

Nach DIN 12257 und in Ergänzung zur Norm, mit DIN-Gewinde (GL) und Kern (NS), hergestellt aus DURAN®-Rohr

Kern (NS)	Gewinde (GL)	Nach DIN	VPE (Stück)	Art.-Nr.
14/23	14	DIN 12257	1	1 3114 14
19/26	14	DIN 12257	1	1 3114 19
24/29	14	-	1	1 3114 24
29/32	14	-	1	1 3114 29
14/23	18	-	1	1 3118 14
19/26	18	DIN 12257	1	1 3118 19
24/29	18	-	1	1 3118 24
29/32	18	DIN 12257	1	1 3118 29
14/23	25	-	1	1 3125 14
19/26	25	-	1	1 3125 19
24/29	25	-	1	1 3125 24
29/32	25	DIN 12257	1	1 3125 29
29/32	32	DIN 12257	1	1 3132 29