

## Glas-Hahnküken



Glas-Hahnküken

Massives Glasküken mit Gewindehahnsicherung, für Einweg-Kegelhähne, Material: Glas (siehe Tabelle)

Hahnküken(NS)	Bohrung(mm)	Material	VPE(Stück)	Art.-Nr.
12,5	1,5	SBW	1	2 1112 01
12,5	2,5	SBW	1	2 1112 02
14,5	2,5	SBW	1	2 1114 02
14,5	4,0	SBW	1	2 1114 04
18,8	4,0	SBW	1	2 1118 04
18,8	6,0	SBW	1	2 1118 06
21,5	6,0	DURAN®	1	2 1121 06
24	8,0	DURAN®	1	2 1124 08
29,2	10,0	DURAN®	1	2 1129 10