


Haltegerätschaften für Gitterstative



Haltegerätschaften für Gitterstative

Zur Befestigung von Aufsätzen auf Reaktionsgefäßen und zum Einhängen in Gitterstative, komplett mit Spannverschluss und Trägern, Material: Edelstahl (Spannverschluss), Stahl, pulverbeschichtet (Haltegerätschaft)

| Laborflansch (LF) | Gitterstativ-Raster (m) | VPE (Stck.) | Art.-Nr. |
|-------------------|-------------------------|-------------|-----------|
| 100 | 0,353 | 1 | 6 2472 10 |
| 100 | 0,5 | 1 | 6 2472 11 |
| 150 | 0,353 | 1 | 6 2474 15 |
| 150 | 0,5 | 1 | 6 2474 16 |
| 150 | 0,707 | 1 | 6 2474 17 |
| 200 | 0,5 | 1 | 6 2475 20 |
| 200 | 0,707 | 1 | 6 2475 21 |