

## Hochleistungskühler mit vier Kühlspiralen



Hochleistungskühler mit vier Kühlspiralen

Hochleistungskühler mit vier Kühlspiralen,  
Kühlfläche: 2.350 cm<sup>2</sup>, Mantellänge: 300 mm,  
hergestellt aus DURAN®-Rohr,  
Verpackungseinheit: 1 Stück,  
mit Kern und Hülse NS 45/40,  
Kühlwasseranschluss: Oliven  
Art.-Nr.: 5 2550 00  
mit Kugel und Pfanne KF 50,  
Kühlwasseranschluss: Kugeln KF 15  
Art.-Nr.: 5 2550 50

