

Hülsenschliffe mit speziellen Rohrmaßen



Hülsenschliffe mit speziellen Rohrmaßen

Geschliffene Kegelhülsen, hergestellt aus DURAN®-Rohr

Hülse (NS)	Ø (mm)	Wandung (mm)	Gesamtlänge ca. (mm)	VPE (Stück)	Art.-Nr.
14/23	16	1,2	160	10	1 1010 01
14/23	22	1,8	145	10	1 1010 02
29/32	33	2,0	210	10	1 1010 05
29/32	40	2,3	380	10	1 1010 07
45/50	48	2,3	280	10	1 1010 11