

## Intensivkühler (Doppelwandkühler), mit GL-Anschlüssen



Intensivkühler (Doppelwandkühler), mit GL-Anschlüssen

Intensivkühler nach DIN 12593 und in Ergänzung zur DIN-Norm, zur Kondensation von Dämpfen, mit Kühlspirale und -mantel, mit NS-Kern und NS-Hülse, Wasseranschluss: GL 14-Gewinde (mit zwei Kunststoff-Oliven), hergestellt aus DURAN®-Rohr

Hülse und Kern (NS)	Mantellänge (mm)	Kühlfläche (cm <sup>2</sup> )	DIN	VPE(Stück)	Art.-Nr.
14/23	160	240	-	1	5 2502 11
29/32	160	240	12593	1	5 2502 14
24/29	250	400	-	1	5 2503 13
29/32	250	400	12593	1	5 2503 14
29/32	400	650	12593	1	5 2504 14
29/32	500	840	-	1	5 2505 14