

Intensivkühler (Doppelwandkühler), mit Oliven



Intensivkühler (Doppelwandkühler), mit Oliven

Dimroth-Kühler für Extraktionsapparate, zur Kondensation von Dämpfen, mit NS-Kern, Wasseranschluss: Oliven, hergestellt aus DURAN®-Rohr

Hülse und Kern (NS)	Mantellänge (mm)	Kühlfläche (cm ²)	DIN	VPE(Stück)	Art.-Nr.
14/23	160	240	-	1	5 2502 01
29/32	160	240	12593	1	5 2502 04
24/29	250	400	-	1	5 2503 03
29/32	250	400	12593	1	5 2503 04
29/32	400	650	12593	1	5 2504 04
29/32	500	840	-	1	5 2505 04