


Kegelschliffklemmen Typ Keck Plastik



Kegelschliffklemmen Typ Keck™

Für Kegelschliff-Verbindungen, Material: POM,
hervorragende Chemikalienbeständigkeit,
Gebrauchstemperatur bis ca. 90 °C

Für Schliffe (NS)	Farbe	VPE (Stück)	Art.-Nr.
10/19	türkis	10	1 1037 10
12/21	violett	10	1 1037 12
14/23	gelb	10	1 1037 14
19/26	blau	10	1 1037 19
24/29	grün	10	1 1037 24
29/32	rot	10	1 1037 29
34/35	orange	10	1 1037 34
45/40	braun	10	1 1037 45