


Kegelschliffklemmen Typ "Safety Clip"



Kegelschliffklemmen Typ "Safety Clip"

Für Kegelschliff-Verbindungen, Material: POM, variabel höhenverstellbar, auch für Schliffhülsen mit Griffbund verwendbar, hervorragende Chemikalienbeständigkeit, Gebrauchstemperatur bis ca. 90 °C

Für Schliffe (NS)	Farbe	VPE (Stück)	Art.-Nr.
12/21	blau	10	1 1038 12
14/23	blau	10	1 1038 14
19/26	blau	10	1 1038 19
24/29	blau	10	1 1038 24
29/32	blau	10	1 1038 29
34/35	blau	10	1 1038 34
45/40	blau	10	1 1038 45