

Kernschliffe mit Abtropfspitze



Kernschliffe mit Abtropfspitze
Nach DIN 12249 Form F, geschliffene Kegelkerne,
hergestellt aus DURAN®-Rohr

Kern (NS)	Ø (mm)	Wandung (mm)	Gesamtlänge ca. (mm)	VPE (Stück)	Art.-Nr.
14/23	13	1,5	120	10	1 1004 14
19/26	17	1,8	120	10	1 1004 19
24/29	22	1,8	130	10	1 1004 24
29/32	26	2,0	130	10	1 1004 29