

Kernschliffe mit Verengung und besonderen Rohrmaßen



Kernschliffe mit Verengung und besonderen Rohrmaßen

Geschliffene Kegelkerne, hergestellt aus DURAN®-Rohr

Kern (NS)	Ø (mm)	Wandung (mm)	Gesamtlänge ca. (mm)	VPE(Stück)	Art.-Nr.
29/32	40	2,0	300	10	1 1012 01
34/35	30	2,0	300	10	1 1012 02
45/40	40	2,3	300	10	1 1012 03
60/46	54	2,5	375	10	1 1012 04
71/51	65	3,2	500	10	1 1012 05