


Kernschliffe mit Verengung



Kernschliffe mit Verengung

Nach DIN 12249 Form G und in Ergänzung zur Norm, geschliffene Kegelkerne, hergestellt aus DURAN®-Rohr

Kern (NS)	Ø (mm)	Wandung (mm)	Gesamtlänge ca. (mm)	Nach DIN	VPE(Stück)	Art.-Nr.
7/16	6	1,5	115	DIN 12249	10	1 1003 07
10/19	8	1,5	115	DIN 12249	10	1 1003 10
12/21	11	1,5	130	DIN 12249	10	1 1003 12
14/23	13	1,5	130	DIN 12249	10	1 1003 14
19/26	17	1,8	130	DIN 12249	10	1 1003 19
24/29	22	1,8	130	DIN 12249	10	1 1003 24
29/32	26	2,0	130	DIN 12249	10	1 1003 29
34/35	30	2,0	130	DIN 12249	10	1 1003 34
40/38	36	2,0	145	-	10	1 1003 40
45/40	40	2,3	145	DIN 12249	10	1 1003 45
50/42	46	2,3	145	-	1	1 1003 50
55/44	50	2,5	160	-	1	1 1003 55
60/46	54	2,5	185	DIN 12249	1	1 1003 60
71/51	65	3,2	185	DIN 12249	1	1 1003 71
85/55	80	3,5	185	DIN 12249	1	1 1003 85