

Kjeldahl-Kolben



Kjeldahl-Kolben

Zur Bestimmung von Stickstoff in organischen Verbindungen, mit Normschliff und Beschriftungsfeld, Material: DURAN®

Inhalt (ml)	Hülse (NS)	Kolben Außen-Ø (mm)	VPE (Stück)	Art.-Nr.
50	19/26	51	10	3 0519 28
100	19/26	60	10	3 0519 37
250	29/32	81	10	3 0529 49
500	29/32	101	10	3 0529 58
750	29/32	115	10	3 0529 64
1000	29/32	126	10	3 0529 70