


Kolonnen nach Hempel mit aufgeschobenem Glasmantel



Kolonnen nach Hempel mit aufgeschobenem Glasmantel
Zum Befüllen mit Füllkörpern (z.B. Raschig-Ringe oder
Gasperlen), mit NS-Hülse und NS-Kern, mit
aufgeschobenem Glasmantel, hergestellt aus DURAN®-
Rohr

Füllhöhe (mm)	Hülse und Kern (NS)	VPE (Stück)	Art.-Nr.
200	14/23	1	5 1172 01
300	14/23	1	5 1173 01
300	29/32	1	5 1173 04
500	29/32	1	5 1175 04
800	29/32	1	5 1178 04