


Kolonnenköpfe mit Ventilhahn



Kolonnenköpfe mit Ventilhahn

Mit PTFE-Ventil als Rückflussregler zur leichten und genauen Rücklaufeinstellung, mit Schliffhülse NS 14/23 für Thermometer mit einer Einbaulänge von 55 mm, hergestellt aus DURAN®-Rohr

Füllhöhe (mm)	Hülse und Kern (NS)	VPE (Stück)	Art.-Nr.
14/23	14/23	1	5 1701 11
29/32	29/32	1	5 1701 44