


Kühler nach Allihn, für Extraktoren, mit GL-Anschlüssen



Kühler nach Allihn, für Extraktoren, mit GL-Anschlüssen

Allihn-Kühler zur Kondensation von Dämpfen, mit NS-Kern, Wasseranschluss: GL 14-Gewinde (mit zwei vormontierten, abschraubbaren Kunststoff-Oliven), hergestellt aus DURAN®-Rohr

Kern (NS)	Extraktor (ml)	Kühlfläche (cm ²)	VPE (Stück)	Art.-Nr.
29/32	30	100	1	5 2260 14
34/35	70	100	1	5 2260 15
45/40	100-250	200	1	5 2260 16