

## Kühler nach Allihn, für Extraktoren, mit Oliven



Kühler nach Allihn,  
für Extraktoren, mit Oliven  
Allihn-Kühler zur Kondensation von Dämpfen, mit NS-  
Kern, Wasseranschluss: Oliven, hergestellt aus DURAN®-  
Rohr

Kern (NS)	Extraktor (ml)	Kühlfläch (cm <sup>2</sup> )	VPE (Stück)	Art.-Nr.
29/32	30	100	1	5 2260 04
34/35	70	100	1	5 2260 05
45/40	100-250	200	1	5 2260 06