


Kühler nach Allihn, mit GL-Anschlüssen



Kühler nach Allihn, mit GL-Anschlüssen

Allihn-Kühler nach DIN 12581 und in Ergänzung zur DIN-Norm, zur Kondensation von Dämpfen, mit NS-Kern und NS-Hülse, Wasseranschluss: GL 14-Gewinde (mit zwei Kunststoff-Oliven), hergestellt aus DURAN®-Rohr

Hülse und Kern (NS)	Mantellänge (mm)	Kühlfläche (cm ²)	Kugeln (Stück)	DIN	VPE (Stück)	Art.-Nr.
14/23	160	100	6	-	1	5 2232 11
19/26	160	100	6	12581	1	5 2232 12
24/29	160	100	6	-	1	5 2232 13
29/32	160	100	6	-	1	5 2232 14
14/23	250	200	5	-	1	5 2233 11
19/26	250	200	5	-	1	5 2233 12
24/29	250	200	5	-	1	5 2233 13
29/32	250	200	5	12581	1	5 2233 14
24/29	400	300	8	-	1	5 2234 13
29/32	400	300	8	-	1	5 2234 14
29/32	500	400	10	-	1	5 2235 14