

## Kühler nach Allihn, mit Oliven



Kühler nach Allihn, mit Oliven

Allihn-Kühler nach DIN 12581 und in Ergänzung zur DIN-Norm, zur Kondensation von Dämpfen, mit NS-Kern und NS-Hülse, Wasseranschluss: Olive, hergestellt aus DURAN®-Rohr

Hülse und Kern (NS)	Mantellänge (mm)	Kühlfläche (cm <sup>2</sup> )	Kugeln (Stück)	DIN	VPE (Stück)	Art.-Nr.
14/23	160	100	6	-	1	5 2232 01
19/26	160	100	6	12581	1	5 2232 02
24/29	160	100	6	-	1	5 2232 03
29/32	160	100	6	-	1	5 2232 04
14/23	250	200	5	-	1	5 2233 01
19/26	250	200	5	-	1	5 2233 02
24/29	250	200	5	-	1	5 2233 03
29/32	250	200	5	12581	1	5 2233 04
24/29	400	300	8	-	1	5 2234 03
29/32	400	300	8	-	1	5 2234 04
29/32	500	400	10	-	1	5 2235 04