


Kühler nach Davies, mit GL-Anschlüssen



Kühler nach Davies, mit GL-Anschlüssen

Davies-Kühler zur Kondensation von Dämpfen, mit NS-Kern und NS-Hülse, mit doppelter Kühlfläche, Wasseranschluss: Gewinde GL 14 (mit zwei Kunststoff-Oliven), hergestellt aus DURAN®-Rohr

Hülse und Kern (NS)	Länge (mm)	Kühlfläche (cm ²)	VPE (Stück)	Art.-Nr.
24/29	250	460	1	5 2153 13
29/32	250	460	1	5 2153 14
24/29	400	740	1	5 2154 13
29/32	400	740	1	5 2154 14