

## Kühler nach Davies, mit Oliven



Kühler nach Davies, mit Oliven

Davies-Kühler zur Kondensation von Dämpfen, mit NS-Kern und NS-Hülse, mit doppelter Kühlfläche, Wasseranschluss: Oliven, hergestellt aus DURAN®-Rohr

Hülse und Kern (NS)	Länge (mm)	Kühlfläche (cm <sup>2</sup> )	VPE (Stück)	Art.-Nr.
24/29	250	460	1	5 2153 03
29/32	250	460	1	5 2153 04
24/29	400	740	1	5 2154 03
29/32	400	740	1	5 2154 04