

Kühler nach Liebig, mit Oliven



Kühler nach Liebig, mit Oliven

Liebig-Kühler nach DIN 12576 und in Ergänzung zur DIN-Norm, zur Kondensation von Dämpfen, mit NS-Kern und NS-Hülse, Wasseranschluss: Oliven, hergestellt aus DURAN®-Rohr

Hülse und Kern (NS)	Mantellänge (mm)	Kühlfläche (cm ²)	Nach DIN	VPE (Stück)	Art.-Nr.
14/23	160	60	DIN 12576	1	5 2102 01
19/26	160	90	DIN 12576	1	5 2102 02
14/23	250	100	-	1	5 2103 01
19/26	250	130	DIN 12576	1	5 2103 02
24/29	250	130	-	1	5 2103 03
29/32	250	130	DIN 12576	1	5 2103 04
14/23	400	160	-	1	5 2104 01
19/26	400	210	-	1	5 2104 02
24/29	400	210	-	1	5 2104 03
29/32	400	210	DIN 12576	1	5 2104 04
29/32	500	270	-	1	5 2105 04
29/32	750	400	-	1	5 2107 04