

## Kühlfallen (Kältefallen) mit Kondensatablauf



Kühlfallen (Kältefallen)  
mit Kondensatablauf

Kühlfalle zum direkten Befüllen mit Kühlmitteln, mit Ventilhahn (mit Sicherung) für den Kondensatablauf, doppelwandige Ausführung für geringen Kühlmittelverbrauch, Apparaturanschluss: Hülse NS 29/32, Vakuumpumpenanschluss: Kern NS 29/32, hergestellt aus DURAN®-Rohr

| Kühlmittelinhalt(ml) | VPE(Stück) | Art.-Nr.  |
|----------------------|------------|-----------|
| 200                  | 1          | 5 3555 46 |
| 500                  | 1          | 5 3555 58 |