

Kühlfallen (Kältefallen) ohne Kondensatablauf



Kühlfallen (Kältefallen)
ohne Kondensatablauf

Kühlfalle zum direkten Befüllen mit Kühlmitteln,
doppelwandige Ausführung für geringen
Kühlmittelverbrauch, Apparaturanschluss: Hülse NS
29/32, Vakuumpumpenanschluss: Kern NS 29/32,
hergestellt aus DURAN®-Rohr

| Kühlmittelinhalt(ml) | VPE(Stück) | Art.-Nr. |
|----------------------|------------|-----------|
| 200 | 1 | 5 3550 46 |
| 500 | 1 | 5 3550 58 |