


Kugelflansch-Verbindungen



Kugelflansch-Verbindungen

Hergestellt aus DURAN®-Rohr

Unsere Kugelschliffe werden nach Zoll-Maßen gefertigt.
Die Schliffmaße entsprechen DIN 12244 und 12264.

Bezeichnung	Nenngröße (KF)	Rohr Ø (mm)	Wandstärke (mm)	VPE (Stück)	Art.-Nr.
Pfanne	15	20	2,5	1	1 2500 15
Pfanne	25	32	2,8	1	1 2500 25
Kugel	15	20	2,5	1	1 2600 15
Kugel	25	32	2,8	1	1 2600 25

Nenngröße	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	d4 (mm)
S13	12,700	12,706	12,50	12,5
S19	19,050	19,057	18,90	18,9
S29	28,575	28,582	28,35	28,3
S35	34,925	34,934	34,65	34,6
S40	38,100	38,109	37,80	37,7
S41	41,275	41,284	40,95	40,9
S51	50,800	50,810	49,40	49,3
S64	63,500	63,510	62,95	62,9

