

## Kugelschliffkugeln



### Kugelschliffkugeln

Nach DIN 12264 und ergänzend zur Norm, hergestellt aus DURAN®-Rohr

Unsere Kugelschliffe werden nach Zoll-Maßen gefertigt.  
Die Schliffmaße entsprechen DIN 12244 und 12264.

Kugel (S)	Gesamtlänge ca. (mm)	Nach DIN	VPE (Stück)	Art.-Nr.
13/2	100	-	10	1 2113 02
13/5	100	DIN 12264	10	1 2113 05
19	120	DIN 12264	10	1 2119 09
29	120	DIN 12264	10	1 2129 15
35	120	DIN 12264	10	1 2135 20
40	120	DIN 12264	1	1 2140 25
41	120	DIN 12264	1	1 2141 25
51	150	DIN 12264	1	1 2151 30
65	170	DIN 12264	1	1 2165 40

Nenngröße	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	d4 (mm)
S13	12,700	12,706	12,50	12,5
S19	19,050	19,057	18,90	18,9
S29	28,575	28,582	28,35	28,3
S35	34,925	34,934	34,65	34,6
S40	38,100	38,109	37,80	37,7

S41	41,275	41,284	40,95	40,9
S51	50,800	50,810	49,40	49,3
S64	63,500	63,510	62,95	62,9

Generated on 2026-05-18