

## Langschliff-Kerne mit Verengung



Langschliff-Kerne mit Verengung

Geschliffene Kegelkerne, hergestellt aus DURAN®-Rohr

Kern (NS)	Ø (mm)	Wandung (mm)	Gesamtlänge ca. (mm)	VPE (Stück)	Art.-Nr.
14/23	13	1,5	120	10	1 1008 14
19/38	17	1,8	120	10	1 1008 19
24/40	22	1,8	130	10	1 1008 24
29/42	26	2,0	130	10	1 1008 29