

## Planschliff-Deckel, Mittelhals, drei schräge Seitenhalse, ein gerader Seitenhals



Planschliff-Deckel, Mittelhals, drei schräge Seitenhalse,  
ein gerader Seitenhals

Flanschdeckel für Reaktionsgefäße, mit Laborflansch  
(DN), Material: DURAN®

Nenngröße(DN)	Höhe(mm)	Mittelhals(NS)	Seitenhalse, schräg (NS)	Seitenhals, gerade (NS)	VPE (Stck.)	Art.-Nr.
100	95	29/32	14/23	14/23	1	6 1052 41
100	95	29/32	29/32	14/23	1	6 1052 44
100	110	45/40	29/32	14/23	1	6 1052 64
150	125	29/32	29/32	14/23	1	6 1054 44
150	140	45/40	29/32	14/23	1	6 1054 64
200	150	29/32	29/32	14/23	1	6 1055 44
200	165	45/40	29/32	14/23	1	6 1055 64