

Planschliff-Deckel, Mittelhals, zwei schräge Seitenhalse, ein gerader Seitenhals



Planschliff-Deckel, Mittelhals, zwei schräge Seitenhalse,
ein gerader Seitenhals

Flanschdeckel für Reaktionsgefäße, mit Laborflansch
(DN), Material: DURAN®

Nenngröße (DN)	Höhe (mm)	Mittelhals (NS)	Seitenhalse, schräg(NS)	Seitenhals, gerade (NS)	VPE (Stck.)	Art.-Nr.
60	75	14/23	14/23	14/23	1	6 1041 11
60	85	29/32	14/23	14/23	1	6 1041 41
100	95	29/32	14/23	14/23	1	6 1042 41
100	95	29/32	29/32	14/23	1	6 1042 44
100	110	45/40	29/32	14/23	1	6 1042 64
150	125	29/32	29/32	14/23	1	6 1044 44
150	140	45/40	29/32	14/23	1	6 1044 64
200	150	29/32	29/32	14/23	1	6 1045 44

200	165	45/40	29/32	14/23	1	6 1045 64
-----	-----	-------	-------	-------	---	--------------

Generated on 2026-05-19