

Planschliff-Deckel, Mittelhals, zwei schräge Seitenhalse



Planschliff-Deckel, Mittelhals, zwei schräge Seitenhalse

Flanschdeckel für Reaktionsgefäße, mit Laborflansch (DN), Material: DURAN®

Nenngröße (DN)	Höhe (mm)	Mittelhals (NS)	Seitenhalse (NS)	VPE (Stck.)	Art.-Nr.
60	75	14/23	14/23	1	6 1031 11
60	85	29/32	14/23	1	6 1031 41
100	95	29/32	14/23	1	6 1032 41
100	95	29/32	29/32	1	6 1032 44
100	110	45/40	29/32	1	6 1032 64
150	125	29/32	29/32	1	6 1034 44
150	140	45/40	29/32	1	6 1034 64
200	150	29/32	29/32	1	6 1035 44
200	165	45/40	29/32	1	6 1035 64